




Zig & Zag



APPAREIL À PISTOLET

Belcolade Beurre de Cacao Cacao-Trace	200 g
Belcolade Pure Pâte Ebony 96% Cacao-Trace	200 g
TOTAL	400 g

Fondre à 45°C et mixer.

Cristalliser à 26°C et utiliser à 30°C

APPAREIL À PISTOLET BLANC

Belcolade Beurre de Cacao Cacao-Trace	160 g
Belcolade Selection Extra Blanc 34% Cacao-Trace	240 g
TOTAL	400 g

Fondre à 45°C et mixer.

Cristalliser à 26°C et utiliser à 30°C.

(Suggestion : il est possible d'ajouter de la poudre de vanille pour apporter une finition différente)

ÉLÉMENTS

ÉLÉMENTS	NOMBRES	COULEURS / FINITIONS
Socle (à prévoir)	1	Origins Noir Sanaga 66% Cacao Trace
Moule corps - Kit Choco'Toys 2.0	1	Selection Amber Douceur 32% Cacao Trace
Moule tête - Kit Choco'Toys 2.0	1	Selection Amber Douceur 32% Cacao-Trace + Origins Noir Sanaga 66% Cacao Trace
Moule bras - Kit Choco'Toys 2.0	2	Origins Noir Sanaga 66% Cacao Trace
Moule pieds - Kit Choco'Toys 2.0	2	Origins Noir Sanaga 66% Cacao Trace
Moule oreille - Kit Choco'Toys 2.0	2	Origins Noir Sanaga 66% Cacao Trace
Moule museau - Kit Choco'Toys 2.0	1	Origins Noir Sanaga 66% Cacao Trace + Selection Amber Douceur 32% Cacao-Trace
Yeux	1	Selection Extra Blanc 34% Cacao-Trace + Origins Noir Sanaga 66% Cacao Trace
Ressort	1	Selection Extra Blanc 34% Cacao-Trace coloré poudre vanille
Queue (à modeler)	1	Origins Noir Sanaga 66% Cacao Trace

RÉALISATION & MONTAGE :

Ressort :

- Colorer la couverture blanche avec un peu de poudre de vanille. Pocher de fines pastilles sur une plaque munie de feuille guitare. Une fois cristallisées, assembler ces pastilles pour réaliser le ressort et le finir en le pulvérisant.

Queue :

- A l'aide de la couverture noire mixer (possible de la faire en chocolat plastique).
- Mouler les autres éléments avec les couvertures préconisées (pendant le moulage, il est possible d'ajouter une tache de chocolat noir sur le visage du chiot).
- Commencer par coller le corps du personnage, puis le découper en deux. Obturer en couverture blonde ces 2 parties. Coller le bas du corps sur les pieds et le socle. Fixer la tête et les oreilles sur le haut du corps. Pulvériser séparément le socle avec le bas du corps, les bras et le haut du corps avec la tête. Assembler l'ensemble des éléments et finir en ajoutant les yeux, le museau, les bras et la queue.

